

Essentia® Універсальний Відтінок від GC

1 відтінок, 3 надійних варіанти для усіх показників жувальних зубів



Essentia HiFlo

Універсальний композит світлової полімеризації з високою текучістю



Essentia LoFlo

Універсальний композит світлової полімеризації з низькою текучістю



Essentia

Універсальний композит світлової полімеризації з пакуємою консистенцією

900740 Essentia HiFlo Шприц, U (1 x 2 мл) ЕЕР

900742 Essentia LoFlo Шприц, U (1 x 2 мл) ЕЕР

900977 Essentia Шприц, U (1 x 2 мл) ЕЕР

900998 Essentia Конюлі, U (15 x 0.16 мл)

Також дізнайтеся про G-Premio BOND

Універсальний адгезив без компресів від GC

009031 G-Premio BOND Набір 5 мл ЕЕР

009037 G-Premio BOND Окрема пляшка 5 мл ЕЕР

009035 G-Premio BOND унідоза, 50 шт (0.1 мл) ЕЕР



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine
04071 м. Київ
вул. Костянтинівська 32, оф. 11
Тел.: (044) 463.62.66
ukraine@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503-11-11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

ZOLF UA 8 82 03/18

Відкрийте двері спрощенню



Essentia®

Універсальний Відтінок

від GC

1 відтінок, 3 надійних варіанти для будь-яких показань жувальних зубів

Essentia® Універсальний Відтінок від GC

1 відтінок, 3 надійних варіанти для будь-яких показань жувальних зубів

Essentia від GC знаменує зміну парадигми у реставраційній стоматології завдяки новому концепту у естетичних реставраціях, використовуючи усього лише 7 відтінків і таким чином відкриваючи двері до світу спрощеної реставраційної стоматології.

Завдяки **Essentia Універсальний відтінок**, GC залишає двері спрощенню широко відкритими. Essentia Універсальний відтінок – це **найсучасніше рішення для реставрацій жувальних зубів: один відтінок з неймовірним ефектом імітування кольору, тепер доступний у трьох режимах в'язкості**. Виберіть звичайний реставраційний, низько текучий чи високо текучий в залежності від того, яка консистенція буде найбільш корисною у даній ситуації. Від прищипкових реставрацій до реставрацій оклюзійної поверхні, усі версії Універсального відтінку **достатньо міцні для порожнин будь-якого класу без обмежень**.



Завдяки запатентованій технології обробки наповнювачів та використанню ультра дрібних часток, **фізичні властивості Essentia HiFlo та Essentia LoFlo навіть вищі ніж аналогічні у Essentia Універсальний відтінок**, підтверджуючи, що будь-який режим в'язкості можна надійно використовувати **за будь-яких показань**.



Essentia HiFlo це високо текучий композит із **гарною змочуваністю**, ідеальний для легкої адаптації до препарування, він досягає найвузжих порожнин. Забезпечує відмінні моделювальні властивості разом із неймовірною міцністю та високою рентгеноконтрасністю у понад 300%, що сприяє виявленню вторинного карієсу.

Essentia LoFlo це **низько текучий** композит з оптимальною в'язкістю у випадку потреби у тиксотропному матеріалі – наприклад, для прищипкових реставрацій. Він гарантує мінімальний знос, забезпечуючи довговічність реставрації навіть на оклюзійній поверхні.

Essentia це звичайний реставраційний композит із спрощеною концепцією розколірки (7 відтінків). Універсальний відтінок цього композиту забезпечує чудовий ефект імітування кольору разом із **пакуємою консистенцією**: ідеальний для одновідтінкових реставрацій жувальних зубів.

