



Запрошуємо  
ознайомитися з лінійкою  
**Interprox®**

Інтерпрокс

**DENTAID**

Oral Health Experts

Бажаєте дізнатися більше  
про гігієну міжзубних  
проміжків?



**interprox®**

Щітки для чищення міжзубних проміжків  
для 100% повної гігієни порожнини рота

# interprox®

Щітки для чищення міжзубних проміжків  
для 100% повної гігієни порожнини рота

Interprox® доступні у великому асортименті розмірів та дозволяють підібрати індивідуально щітку до будь-якого міжзубного проміжку у ротовій порожнині.

Розмір проміжку позначається "PHD" – скорочено від "Passage Hole Diameter", що означає "Розмір проміжку". PHD вказує на найменший міжзубний проміжок, для якого може застосовуватися міжзубна щітка.

Interprox® пропонує щітки конічної форми для проміжків між молярами та премолярами та щітки циліндричної форми – для усіх інших ділянок між зубами.

## ГНУЧКІСТЬ

### Interprox 4G:

гнучка ручка та головка без ефекту пам'яті для легкого доступу до міжзубних проміжків

### ЯКІСТЬ:

нержавіюча сталь покрита поліуретаном для захисту емалі та ясен.

Не пошкоджує імплантати та не подразнює чутливі ділянки

### ЗАХИСНИЙ КОВПАЧОК:

захищає щетинки від пошкодження та забруднення

### ДВОКОЛІРНІ ЩЕТИНКИ:


білі – для виявлення ділянок, що кровоточать, чорні – для візуалізації зубного нальоту

### КОМФОРТ І ТОЧНІСТЬ:

протиковзні канавки для комфортного та точного чищення

### КУТОВА ЩІТКА Interprox® Plus:

для легкого доступу до бічних зубів



PHD ◀ ◻ **0.6** ▶ **0.7** ▶ **0.9** ▶ **1.0** ▶ **1.1** ▶ **1.3** ▶ **2.2** ▶ **2.4** ▶ **2.7** ▶

nano super micro micro mini conical mini conical cylindrical maxi x-maxi xx-maxi

## interprox 4G

інтерпрокс 4Джи

Ергономічний дизайн, гнучка головка та ручка без ефекту пам'яті для легкого доступу до всіх міжзубних проміжків

## interprox plus

інтерпрокс плюс

Жорстка ручка і кутова головка для зручного очищення міжзубних проміжків у бокових ділянках ротової порожнини



Показання

Міжзубні проміжки



Імпланти



Діастеми




Брекети



Ортопедичні конструкції



Зони фуркації



# interprox.

Щітки для чищення міжзубних проміжків  
для 100% повної гігієни порожнини рота



## Interprox

- Nano
- Super micro
- Micro
- Mini Conical
- Mini
- Conical
- Cylindrical
- Maxi

## PHD (мм)

- 0.6 Нано
- 0.7 Супер Мікро
- 0.9 Мікро
- 1.0 Міні конічна
- 1.1 Міні
- 1.3 Конічна
- 1.3 Циліндрична
- 2.2 Максi



## Interprox Plus

- Nano
- Super micro
- Micro
- Mini Conical
- Mini
- Conical
- Maxi
- X-Maxi
- XX- Maxi
- Mix

## PHD (мм)

- 0.6 Нано
- 0.7 Супер Мікро
- 0.9 Мікро
- 1.0 Міні конічна
- 1.1 Міні
- 1.3 Конічна
- 2.2 Максi
- 2.4 Ікс-Максі
- 2.7 Ікс Ікс-Максі
- Мікс (асорті)

**DENTAID**

Oral Health Experts

