



ОДИН відтінок, що пасує всім



Essentia[®]

Універсальний

від GC

Універсальна
КОМПОЗИТНА СИСТЕМА



GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Essentia® Універсальний від GC

Один відтінок, що пасує всім

Завдяки **Essentia Універсальний**, GC широко відчиняє двері спрощенню. Essentia Універсальний має неймовірний ефект імітування кольору та **ідеально інтегрується до навколишньої структури зуба незалежно від відтінку**.


Доступний у **трьох режимах в'язкості, кожен з яких достатньо міцний для порожнин будь-якого класу** – Essentia Універсальний – це найкраще рішення для реставрацій жувальних зубів.

Інтеграція Essentia Універсального відтінку (звичайний реставраційний) з різними відтінками зубів...



Завдяки запатентованій технології обробки наповнювачів та використанню ультрадрібних часток, **фізичні властивості Essentia HiFlo та Essentia LoFlo навіть вищі, ніж аналогічні в Essentia Універсальний (звичайний реставраційний)**. Це доводить, що будь-який режим в'язкості можна надійно використовувати **за будь-яких показань**.

Міцність на вигин та зносостійкість по методу трьох тіл трьох режимів в'язкості Essentia Універсального (Джерело: GCC R&D data)



Препарування малої порожнини I класу



Реставрація за допомогою Essentia HiFlo Універсальний



Фінальний вигляд, що демонструє гарну інтеграцію до натуральних тканин зуба



Обробка некаріозних порожнин



Реставація за допомогою Essentia LoFlo Універсальний



Вигляд після полірування



Essentia HiFlo – це високотекучий композит із **гарною змочуваністю**, ідеальний для легкої адаптації до стінок він досягає найвужчих порожнин. Забезпечує відмінні легке моделювання разом із неймовірною міцністю та високою рентгеноконтрасністю у понад 300% AI, що сприяє виявленню вторинного карієсу.



Essentia LoFlo – це **низькотекучий** композит з оптимальною в'язкістю у випадку потреби у тиксотропному матеріалі – наприклад, для пришийкових реставацій. Він гарантує мінімальний знос, забезпечуючи довговічність реставації навіть на оклюзійній поверхні.



Essentia – це звичайний реставаційний композит зі спрощеною концепцією розколірки (7 відтінків). Відтінок цього композиту забезпечує чудовий ефект імітування кольору разом із **консистенцією, що пакується**: ідеальний для одновідтінкових реставацій жувальних зубів.



Було обрано прямий підхід для цього складного випадку із депульпуванням зубів



Реставація з everX Posterior (замінника дентину) та Essentia Універсального для зовнішнього ламінування



Повторний огляд через 6 місяців демонструє гарну інтеграцію із сусідніми тканинами зубів

Essentia® Універсальний від GC

Один відтінок, що пасує всім



Essentia HiFlo

Універсальний композит світлової полімеризації з **високою текучістю**



Essentia LoFlo

Універсальний композит світлової полімеризації з **низькою текучістю**



Essentia

Універсальний композит світлової полімеризації з **консистенцією, що пакується**

900740 Essentia HiFlo Шприц, U (1 x 2 мл) ЕЕР

900742 Essentia LoFlo Шприц, U (1 x 2 мл) ЕЕР

900977 Essentia Шприц, U (1 x 2 мл) ЕЕР

900998 Essentia Канюлі, U (15 x 0.16 мл)

Також дізнайтеся про G-Premio BOND

Універсальний адгезив без компросів від GC

012689 G-Premio BOND Kit 5 мл ЕЕР

012695 G-Premio BOND Пляшечка окремо 5 мл ЕЕР

012690 G-Premio BOND Упаковка з 3 пляшечок ЕЕР

009035 G-Premio BOND Унідоза 50 шт (0.1 мл) ЕЕР



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEО Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистрибутор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел./Факс (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua